

Wb 및 Elisa용 항-Plod1 토끼 Pab - Q02809

품목 번호: CM0030616

소개

단백질 블롯 및 ELISA용 인간 PLOD1(라이실
히드록실라아제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체.
마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 콜라겐 생합성
및 결합 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLOD1 토끼 pAb
비고/별칭	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
종	인간
유전자ID (인간)	5351
유전자ID	5351
면역원	인간 PLOD1 (NP_000293.2)의 아미노산 19-295에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02809
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스 팩