

Wb 및 Elisa용 항Plod2/Lh2 토끼 다클론 항체 - O00469

품목 번호: CM0027466

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PLOD2/LH2 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보입니다. 콜라겐 가교 결합의 핵심 효소인 프로콜라겐-라이신,2-옥소글루타르산 5-디옥시게나제 2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLOD2/LH2 토끼 pAb
비고/별칭	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
종	인간
유전자 ID (인간)	5352
유전자 ID	5352
면역원	인간 PLOD2/LH2 (NP_000926.2)의 아미노산 260-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00469
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 팩