


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Plod3 토끼 다클로날 항체 - O60568

품목 번호: CM0017036



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 PLOD3 (LH3)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 콜라겐 생합성 및 기저막 형성에 필수적인 다기능 프로콜라겐 리신 하이드록실화효소 및 글리코실트랜스퍼라제인 인간 및 마우스 PLOD3를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLD3 Rabbit pAb
비고/별칭	LH3; PLOD3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8985
GeneID	8985
면역원(Immunogen)	인간 PLOD3 (NP_001075.1)의 아미노산 25-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O60568
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)