


Wb, Elisa용 Anti-Plod3/Lh3 단클론성 항체 - O60568

품목 번호: CM0002150



소개

인간 PLOD3(LH3)에 대한 토끼 단클론성 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 PLOD3(분자량 85kDa)을 인식합니다. 콜라겐 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

필드	값
제품명	PLOD3 Rabbit mAb
비고/별칭	LH3; PLOD3
종	인간
유전자 ID (인간)	8985
유전자 ID	8985
면역원	인간 PLOD3 (NP_001075.1)의 아미노산 25-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론성 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60568
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백