

Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Plp1 폴리클로날 항체 - P60201

품목 번호: CM0023007



소개

인간 PLP1(수초 프로테오리피드 단백질)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC, IF, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 신경과학 및 수초 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	PLP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
종	인간
GeneID	5354
면역원	인간 PLP1(NP_000524.3)의 아미노산 90-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60201
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백