

Anti-Pls1 (Plastin-1) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q14651

품목 번호: CM0017634

소개

사람 플라스틴-1(PLS1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 액틴 번들링 및 고정세포 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLS1 Rabbit pAb
비고/별칭	DFNA76; PLS1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5357
유전자 ID	5357
면역원	제조합 단백질 사람 PLS1 (NP_001165783.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q14651
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)