

Wb, Ip, Elisa용 항-Pls3 토끼 다클론 항체 - P13797

품목 번호: CM0027378



소개

항-PLS3 토끼 다클론 항체는 액틴 다발화 단백질인 플라스틴-3(T-플라스틴)을 표적으로 합니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 세포골격 및 골다공증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLS3 토끼 pAb
비고/별칭	BMND18; T-플라스틴; PLS3
종	인간
유전자 ID (인간)	5358
유전자 ID	5358
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13797
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩