

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Plscr3 폴리클로날 항체 - Q9Nry6

품목 번호: CM0015351

소개

인간 인지질 스캐램블라제 3(PLSCR3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 카르디오펜 전위 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여하는 미토콘드리아 스캐램블라제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLSCR3 Rabbit pAb
비고/별칭	PLSCR3
종(Species)	인간(Human)
GeneID	57048
면역원(Immunogen)	인간 PLSCR3 (NP_065093.2)의 아미노산 1-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NRY6
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)