

Wb 및 Elisa용 Anti-Plscr3 토끼 단일클론 항체 - Q9Nry6

품목 번호: CM0003241

소개

사람 PLSCR3에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 ~32 kDa입니다. 미토콘드리아 인지질 스크램블라제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLSCR3 Rabbit mAb
비고/별칭	PLSCR3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	57048
면역원(Immunogen)	사람 PLSCR3 (Q9NRY6)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NRY6
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백