

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pltp 단일클론 항체 - P55058

품목 번호: CM0008407

소개

WB, IHC-P, ELISA 용도의 재조합 토끼 항-PLTP 단일클론 항체. 내인성 인간, 마우스 및 랫드 인지질 전달 단백질(~55 kDa)을 검출합니다. HDL 리모델링 및 지질 수송 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLTP 토끼 mAb
비고/별칭	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
종	인간
유전자 ID (인간)	5360
유전자 ID	5360
면역원	인간 PLTP(P55058)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P55058
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩