

Wb 및 Elisa용 항-Pltp 토끼 다클론 항체 - P55058

품목 번호: CM0029391

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 검증된 고품질 항-PLTP 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 PLTP와 교차 반응성을 가집니다. 지질 전달, HDL 리모델링 및 콜레스테롤 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PLTP 토끼 pAb
비고/별칭	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
종	인간
GeneID (인간)	5360
GeneID	5360
면역원	인간 PLTP의 아미노산 142-441에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_872617.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P55058
단백질 무게	55kDa
배송	아이스팩