

Wb, Elisa용 Anti-Plxna3 토끼 다클론 항체 - P51805

품목 번호: CM0013182

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 Anti-PLXNA3 토끼 다클론 항체입니다. 축삭 유도와 신경 발달에 관여하는 세마포린 수용체인 인간 PLXNA3를 검출합니다. 신경과학 및 세포 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                         |
| 제품명         | PLXNA3 토끼 pAb                                                             |
| 비고/별칭       | 6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3                               |
| 종           | 인간                                                                        |
| GeneID (인간) | 55558                                                                     |
| GeneID      | 55558                                                                     |
| 면역원         | 재조합 단백질   인간 PLXNA3(NP_059984.3)의 아미노산 950-1150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                        |
| 분류          | 다클론 항체                                                                    |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                                 |
| 교차 반응성      | 인간                                                                        |
| SWISS       | P51805                                                                    |
| 단백질 분자량     | 208kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                      |