


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Plzf 다클론 항체 - Q05516

품목 번호: CM0030271



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 PLZF(ZBTB16/ZNF145)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 전사 억제 및 골수 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLZF 토끼 pAb
비고/별칭	PLZF; ZNF145
종	인간
유전자 ID	7704
면역원	재조합 단백질 인간 PLZF(NP_005997.2)의 아미노산 199-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05516
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩