

Wb용 Anti-Plzf Rabbit Monoclonal Antibody - Q05516

품목 번호: CM0002570



소개

인간 PLZF (ZBTB16/ZNF145)를 표적으로 하는
고특이성 토끼 단일클론 항체. WB, IP, IF-P, ELISA에서
검증됨. 마우스 및 랫드와 교차반응. 전사 조절 및
유비퀴틴화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLZF Rabbit mAb
비고/별칭	PLZF; ZNF145
종	인간
유전자 ID	7704
면역원	인간 PLZF (NP_005997.2)의 아미노산 199-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q05516
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백