

Wb, Elisa용 항-Pmch 토끼 다클론 항체 - P20382

품목 번호: CM0026030



소개

인간 PMCH에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료와 반응하며 프로-MCH 전구체 단백질(~19 kDa)을 표적으로 합니다. 신경펩티드 연구, 비만 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PMCH Rabbit pAb
비고/별칭	MCH; ppMCH; PMCH
종	인간
유전자 ID (인간)	5367
유전자 ID	5367
면역원	인간 PMCH (NP_002665.2)의 아미노산 22-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20382
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩