

웨스턴 블롯, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pmel (Gp100) 단클론 항체 - P40967

품목 번호: CM0004872

소개

인간 PMEL(gp100)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC(파라핀), ELISA에서 검증되었습니다. 흑색종 연구, 멜라노솜 생물학 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMEL Rabbit mAb
비고/별칭	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
종	인간
GeneID	6490
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P40967
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백