

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pmel 폴리클론항체 - P40967

품목 번호: CM0027855



소개

인간 PMEL(gp100)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응하여, 멜라노솜 생합성 및 흑색종 항원 연구에 이상적. 70 kDa.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PMEL Rabbit pAb
비고/별칭	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
종	인간
GeneID (Human)	6490
GeneID	6490
면역원	인간 PMEL (NP_008859.1)의 아미노산 320-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40967
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백