

Wb 및 Elisa용 Anti-Pmepa1 토끼 다클론 항체 - Q969W9

품목 번호: CM0015462

소개

사람 PMEPA1(TMEPAI)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 생쥐 및 랫드와 교차 반응합니다. 암 연구에서 TGF-베타 신호전달 및 안드로겐 수용체 조절을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMEPA1 토끼 pAb
비고/별칭	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
종	사람
유전자 ID	56937 (사람)
면역원	사람 PMEPA1(NP_954638.1)의 아미노산 173-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q969W9
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩