

Anti-Pmepa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q969W9

품목 번호: CM0021429

소개

인간 PMEPA1 (TMEPAI) 단백질을 표적으로 하는
고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에
대해 검증됨. 쥐 및 랫드와 교차반응. TGF-베타 신호전달
및 전립선암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PMEPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
종	인간
GeneID (인간)	56937
GeneID	56937
면역원	인간 PMEPA1 (NP_954638.1)의 아미노산 173-252 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	Q969W9
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백