

Wb, Elisa용 Anti-Pmf1 단일클론 항체 - Q6P1K2

품목 번호: CM0003184



소개

PMF1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 랫드 샘플에서 검증되었습니다. 염색체 분리 및 유전자 전사에 관여하는 23kDa 폴리아민 조절 인자 1입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PMF1 토끼 mAb
비고/별칭	PMF1
종	인간
유전자 ID (인간)	11243
유전자 ID	11243
면역원	인간 PMF1 (NP_009152.2)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q6P1K2
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백