

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pml 폴리클로날 항체 - P29590

품목 번호: CM0024152



소개

인간 PML 단백질에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. PML은 종양 억제, 세포자멸사 및 항바이러스 방어에 관여하는 핵 소체의 스캐폴드 단백질입니다. IVD 연구 사용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PML Rabbit pAb
비고/별칭	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	5371
GeneID	5371
면역원(Immunogen)	인간 PML (NP_150241.2)의 아미노산 571-611에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P29590
단백질 분자량	98kDa
배송(Shipping)	아이스백