

If/Icc 및 Elisa용 항-Pml+Rara 토끼 다클론 항체 - P29590 / P10276

품목 번호: CM0020099



소개

PML-RARA 융합 단백질(L형 APL)을 표적으로 하는 다클론 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플에 대한 IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료했습니다. APL 백혈병 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PML+RARA 토끼 pAb
비고/별칭	PML/RARA; L형 APL
종	인간
유전자 ID	5371/5914
면역원	인간 PML+RARA의 아미노산 500-600/1-100에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_150241.2/NP_000955.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P29590/P10276
단백질 무게	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
배송	아이스팩