

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 항-Pmm2 Rabbit Polyclonal 항체 - O15305

품목 번호: CM0025400



소개

인간 PMM2(Phosphomannomutase 2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 선천적 당화 장애 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMM2 Rabbit pAb
비고/별칭	PMI; CDG1; CDGS; PM1; CDG1a; PMM 2; PMM2
종	인간
GeneID (Human)	5373
GeneID	5373
면역원	인간 PMM2 (NP_000294.1)의 아미노산 1-246에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15305
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백