


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pmp70/Abcd3 단일클론 항체 - P28288

품목 번호: CM0011901



소개

인간 PMP70/ABCD3 (P28288)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스/쥐와 교차 반응성을 가집니다. 퍼옥시좀 지방산 운반 및 베타 산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMP70/ABCD3 Rabbit mAb
비고/별칭	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5825
유전자 ID	5825
면역원(Immunogen)	인간 PMP70/ABCD3 (P28288)의 아미노산 560-659에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P28288
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스백