

Anti-Pmp70/Abcd3 토끼 다가클로날 항체 - P28288

품목 번호: CM0023376



소개

PMP70/ABCD3에 대한 고품질 토끼 다가클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트의 퍼옥시좀 지방산 수송 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMP70/ABCD3 토끼 pAb
비고/별칭	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
종	인간
GeneID (인간)	5825
GeneID	5825
면역원	인간 PMP70/ABCD3 (NP_002849.1)의 아미노산 340-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다가클로날 항체
애플리케이션	WB, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P28288
단백질 분자량	75 kDa
배송	아이스 팩