

Wb, Elisa용 Anti-Pmpcb 토끼 다클론 항체 - O75439

품목 번호: CM0015635

소개

주요 미토콘드리아 처리 프로테아제인 PMPCB를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 PINK1 turnover 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	PMPCB Rabbit pAb
비고/별칭	MASI; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
종	인간
GeneID (인간)	9512
GeneID	9512
면역원	인간 PMPCB의 아미노산 110-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004270.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75439
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩