


Wb 및 Elisa용 Anti-Pms1 토끼 다클론 항체 - P54277

품목 번호: CM0015842



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB 및 ELISA에 사용되는 토끼 다클론 PMS1 항체입니다. 유전성 비폴립성 대장암과 관련된 DNA 불일치 복구 단백질 PMS1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMS1 토끼 pAb
비고/별칭	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
종	사람
GeneID (사람)	5378
면역원	사람 PMS1(NP_000525.1)의 아미노산 405-619에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P54277
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스팩