


Wb, Elisa용 항-Pms1 토끼 다클론 항체 - P54277

품목 번호: CM0021482



소개

인간 PMS1(DNA 불일치 수리 단백질)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 DNA 수리 및 유전성 비용종증 결장직장암(HNPCC) 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PMS1 토끼 pAb
비고/별칭	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
종	인간
GeneID (인간)	5378
GeneID	5378
면역원	인간 PMS1 (NP_000525.1)의 아미노산 405-619에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54277
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스 팩