


Anti-Pms2 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) For Wb And Elisa - P54278

품목 번호: CM0006435



소개

Western blot 및 ELISA에 최적화된 Anti-PMS2 Rabbit Monoclonal Antibody (KO Validated)로, 인간 PMS2 (96 kDa)를 인식합니다. 대장암(HNPCC) 연구를 위한 불일치 복구 엔도뉴클레이스 마커입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] PMS2 Rabbit mAb
비고/별칭	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC4; PMS2CL; S2
종	인간
GeneID (인간)	5395
면역원	인간 PMS2 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54278
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스팩