


Wb, Elisa용 Anti-Pms2 토끼 다클로날 항체 - P54278

품목 번호: CM0025083



소개

인간 PMS2(불일치 복구 엔도뉴클레아제)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐와 교차 반응합니다. 암 연구 및 MMR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMS2 Rabbit pAb
비고/별칭	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC4; PMS2CL; PMS2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5395
GeneID	5395
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P54278
단백질 분자량(Protein Weight)	96kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)