


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Pms2 토끼 다클론 항체 - P54278

품목 번호: CM0013463



소개

인간 PMS2 불일치 수복 엔도뉴클레아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 PMS2와 교차 반응합니다. 암 및 DNA 수복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PMS2 토끼 pAb
비고/별칭	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRCS4; PMS2CL; S2
종	인간
GeneID	5395
면역원	재조합 단백질 (인간 PMS2 (NP_000526.2)의 아미노산 390-670에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54278
단백질 분자량	96kDa
배송 방식	아이스 팩