


Wb용 항-Pmvk 다클론 항체 - Q15126

품목 번호: CM0013370



소개

인간 PMVK(포스포메발로네이트 키나아제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 메발로네이트 경로 및 콜레스테롤 생합성 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PMVK 토끼 pAb
비고/별칭	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
종	인간
GeneID (인간)	10654
GeneID	10654
면역원	인간 PMVK (NP_006547.1)의 아미노산 1-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15126
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩