

Wb, If/Icc, Elisa용 항Pnkd 토끼 다클론 항체 - Q8N490

품목 번호: CM0029389

소개

인간 PNKD에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 해독, 근육 생물학 및 운동 장애에 관여하는 가능성 있는 티오에스테라아제를 표적으로 합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PNKD 토끼 pAb
비고/별칭	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPPI184; PNKD
종	인간
유전자 ID	25953
면역원	인간 PNKD (NP_056303.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N490
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백