


Wb, Elisa용 항-Pnkp 토끼 단클론 항체 - Q96T60

품목 번호: CM0006549



소개

웨스턴 블롯팅(WB)과 ELISA에서 검증된 항-PNKP 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응하며 DNA 복구 단백질인 PNKP를 표적으로 하기 때문에 BER 및 NHEJ 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PNKP 토끼 mAb
비고/별칭	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
종	사람
GeneID (사람)	11284
GeneID	11284
면역원	합성 펩타이드 (사람 PNKP (NP_009185.2)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96T60
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩