


Wb용 항-Pnkp 토끼 다클론 항체 - Q96T60

품목 번호: CM0028500



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 PNKP 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복구에 필수적인 이기능성 키나아제/포스파타아제인 인간, 마우스, 래트 PNKP를 인식합니다. DNA 손상 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PNKP 토끼 pAb
비고/별칭	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
종	인간
유전자 ID (인간)	11284
면역원	인간 PNKP (NP_009185.2)의 아미노산 60-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96T60
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩