

Anti-Pnlip Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P16233

품목 번호: CM0030680



소개

인간 췌장 리파제(PNLIP)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 지질 대사 및 췌장 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PNLIP Rabbit pAb
비고/별칭	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
종	인간
GeneID (Human)	5406
GeneID	5406
면역원	인간 PNLIP (NP_000927.1)의 아미노산 166-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P16233
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백