

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pnlip 토끼 다클론 항체 - P16233

품목 번호: CM0026654



소개

인간 췌장 리파아제(PNLIP)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 지방 소화 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PNLIP 토끼 pAb
비고/별칭	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
종	인간
유전자 ID (인간)	5406
유전자 ID	5406
면역원	인간 PNLIP(NP_000927.1)의 아미노산 166-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16233
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백