

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pnliprp1 Rabbit Polyclonal Antibody - P54315

품목 번호: CM0020210



소개

인간 비활성 췌장 리파아제 관련 단백질 1(PNLIPRP1/PLRP1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응하여 췌장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PNLIPRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PLRP1; PNLIPRP1
종	인간
GeneID (Human)	5407
GeneID	5407
면역원	인간 PNLIPRP1 (NP_006220.1)의 아미노산 298-467에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54315
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백