

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Pnliprp2 폴리클로널 항체 - P54317

품목 번호: CM0015553



소개

인간 PNLIPRP2/PLRP2를 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 지질 대사, 췌장 소화 및 신경 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PNLIPRP2 Rabbit pAb
비고/별칭	PLRP2; PNLIPRP2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5408
유전자 ID	5408
면역원	제조합 단백질 인간 PNLIPRP2 (NP_005387.2)의 아미노산 301-470에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P54317
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 백(Ice bag)