


Wb 및 Elisa용 Anti-Pnma2 폴리클로날 항체 - Q9U142

품목 번호: CM0031047



소개

인간 PNMA2(부종 신경증후군 Ma2 항원)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경종양학 및 부종 신경증후군 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PNMA2 Rabbit pAb
별칭/비고	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
종	인간(Human)
유전자 ID	10687
면역원	인간 PNMA2 (NP_009188.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 랫(Rat)
SWISS 접근 번호	Q9U142
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)