


Wb, Elisa용 항-Pno1 다클론 항체 - Q9Nrx1

품목 번호: CM0022410



소개

리보솜 생합성에 관여하는 핵소체 RNA 결합 단백질인 인간 PNO1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드 샘플에 대한 교차 반응성과 함께 웨스턴 블롯 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 리보솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PNO1 토끼 pAb
비고/별칭	RRP20; KHRBP1; PNO1
종	인간
GeneID (인간)	56902
면역원	인간 PNO1(NP_064528.1)의 아미노산 1-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9NRX1
단백질 중량	28kDa
배송	아이스 팩