

웨스턴 블롯용 Anti-Pnpo Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nvs9

품목 번호: CM0020035



소개

이 PNPO 항체는 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 비타민 B6 대사 연구에 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PNPO Rabbit pAb
비고/별칭	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
종	인간
GeneID (인간)	55163
GeneID	55163
면역원	인간 PNPO (NP_060599.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NVS9
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백