

Wb, Elisa용 항-Poc1A 다클론 항체 - Q8Nbt0

품목 번호: CM0029499

소개

WB 및 ELISA용 토끼 유래 항-POC1A 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 중심체 조립 및 섬모 형성에 관여하는 중심소단백질 POC1A를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POC1A 토끼 pAb
비고/별칭	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
종	사람
GeneID (사람)	25886
GeneID	25886
면역원	제조항 단백질 (사람 POC1A (NP_056241.3)의 아미노산 138-407에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8NBT0
단백질 분자량	45kDa
배송 방법	아이스팩