

Anti-포도플라닌 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q86YL7

품목 번호: CM0005206



소개

Anti-포도플라닌 토끼 단클론 항체 (UniProt Q86YL7)로, WB와 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트의 포도플라닌을 검출합니다. 암, 세포 이동 및 접착 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	포도플라닌 토끼 단클론 항체
비고/별칭	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; 포도플라닌
종	인간
유전자ID (인간)	10630
유전자ID	10630
면역원	합성 펩티드 인간 포도플라닌(Q86YL7)의 아미노산 63-162번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86YL7
단백질 분자량	17 kDa
배송 방식	아이스백