

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Podoplanin 토끼 단일클론 항체 - Q62011

품목 번호: CM0011384



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 이 토끼 단일클론 항체는 마우스

Podoplanin(Gp38/T1alpha)을 표적 합니다. 림프 발달, 암 전이 및 세포 이동 연구에 이상적입니다. 마우스에 특이적이며, 분자량은 약 18 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Podoplanin Rabbit mAb
비고/별칭	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	10630
GeneID	14726
면역원(Immunogen)	마우스 Podoplanin (NP_034359.2)의 아미노산 21-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q62011
단백질 분자량	18 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)