

Anti-Podoplanin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Yl7

품목 번호: CM0021869



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Podoplanin (Aggrus/Gp36)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 이동, 림프 발달 및 종양 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Podoplanin Rabbit pAb
비고/별칭	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
종	사람(Human)
GeneID (사람)	10630
면역원	사람 Podoplanin (NP_006465.3)의 아미노산 99-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86YL7
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백