

Anti-포도플라닌 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q86YL7

품목 번호: CM0013473



소개

인간 포도플라닌(PDPN, 아그루스, GP36)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 종양 이동, 림프계 및 혈소판 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	포도플라닌 토끼 pAb
비고/별칭	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; 포도플라닌
종	인간
유전자 ID (인간)	10630
유전자 ID	10630
면역원	인간 포도플라닌(NP_006465.3)의 아미노산 23-131에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86YL7
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백