


Pof1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Wvv4

품목 번호: CM0023251



소개

POF1B 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 쥐에 반응합니다. 상피 단층 조직화 및 난소 발달 연구에 적합합니다. SWISS: Q8WVV4.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POF1B Rabbit pAb
비고/별칭	POF; POF2B; POF1B
종	인간
GeneID (인간)	79983
GeneID	79983
면역원	재조합 단백질, 인간 POF1B (NP_079197.3)의 아미노산 330-560 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8WVV4
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백