

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Poglut1 토끼 다클론 항체 - Q8Nbl1

품목 번호: CM0022848



소개

인간 POGLUT1(Rumi, CLP46)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Notch 신호전달, 당화화 및 근육 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	POGLUT1 토끼 pAb
비고/별칭	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELCL1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELCL1; LGMDR2I; POGLUT1
종	인간
유전자 ID	56983
면역원	재조합 단백질 인간 POGLUT1(NP_689518.1)의 아미노산 160-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q8NBL1
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스팩