


Wb용 Anti-Pold2 다클론 항체 - P49005

품목 번호: CM0030808



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-POLD2 토끼 다클론 항체로, 인간 POLD2(DNA 중합효소 델타 소단위체 2)를 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. DNA 복제 및 복구 연구에 널리 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLD2 토끼 pAb
비고/별칭	POLD2
종	인간
GeneID (인간)	5425
GeneID	5425
면역원	재조합 단백질 인간 POLD2(NP_006221.2)의 아미노산 120-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49005
단백질 무게	51kDa
배송	아이스팩